





















## Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina

Gymnázium dr. A. Hrdličky Komenského 147 396 01 Humpolec

registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.01/02.0012









INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

## Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina



Název: Mikroskop

Autor: Václav Vydlák

**Škola:** Gymnázium Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, Havlíčkův Brod

Předmět: Fyzika

Datum vytvoření: 30.5.2010

Cílová skupina: 3. ročník čtyřletého typu studia na gymnáziu a odpovídající

ročníky víceletých typů studia, případně 2. a 4. ročník

osmiletého typu studia na gymnáziu


Časový rozsah:30 min, 1 vyučovací hodinaTyp hodiny:Opakování, diskuze, výklad

**Popis:** Opakování a doplnění vědomostí z oblasti optického zobrazení

se zaměřením na čočky.

## **OPAKOVÁNÍ:**


- 1. Doplněním paprsků význačného směru do obrázku zjistěte vlastnosti obrazu vytvořeného čočkou.
- 2. Co je to lupa?
- 3. Kam umístíte předmět pozorovaný lupou vzhledem k lupě a oku?
- 4. Jaké vlastnosti má obraz vytvořený lupou?
- 5. Zapište vztah pro výpočet úhlového zvětšení lupy.



## Podmínky zřetelného vidění:

- dostatečná velikost obrazu na sítnici
- dostatečná doba trvání zrakového vjemu
- přiměřené osvětlení pozorovaného předmětu

Velikost obrazu na sítnici závisí na velikosti zorného úhlu.



Rozlišovací schopnost oka určuje nejmenší zorný úhel, při němž dva body vnímáme odděleně. Při zorném úhlu menším než 1´ dva body splývají v jeden.

Ke zvětšení zorného úhlu velmi malých předmětů používáme lupu a mikroskop.




http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phase\_contrast\_microscope.jpg


#### Mikroskop

- slouží ke zvětšení zorného úhlu velmi malých objektů (např. bakterií)
- optický přístroj s objektivem (při pozorovaném předmětu) a okulárem (při oku)
- objektiv je spojná čočka s malou ohniskovou vzdáleností f<sub>1</sub>, která pozorovaný předmět kladený těsně před ohnisko zobrazí jako skutečný, převrácený a zvětšený obraz y v ohnisku okuláru
- okulár jako spojná čočka s větší ohniskovou vzdáleností f2 má funkci lupy,
   kterou prohlížíme obraz vytvořený objektivem

Při pozorování předmětu bez mikroskopu platí  $tg \tau = \frac{y}{d}$  (při malých zorných úhlech  $\tau \approx \frac{y}{d}$ )



Okulárem pozorujeme obraz vytvořený objektivem pod zorným úhlem  $\tau$ , pro který platí  $tg \ \tau' = \frac{y'}{f_2}$  (při malých zorných úhlech  $\tau' \approx \frac{y'}{f_2}$ )



Zobrazení předmětu mikroskopem charakterizuje úhlové zvětšení  $\gamma = \frac{\tau'}{\tau}$ 

$$\gamma = \frac{\tau'}{\tau} \approx \frac{y'}{f_2} : \frac{y}{d} = \frac{y'}{y} \frac{d}{f_2} = |Z_1| \frac{d}{f_2} = \frac{\Delta}{f_1} \frac{d}{f_2}$$

Při malých zorných úhlech platí pro úhlové zvětšení mikroskopem


$$\gamma = \frac{\Delta}{f_1} \frac{d}{f_2}$$




Úhlové zvětšení mikroskopu je dáno součinem příčného zvětšení objektivu  $Z_1$  a úhlového zvětšení okuláru.

Vzdálenost  $\Delta = |F_1 \cdot F_2|$  mezi obrazovým ohniskem  $F_1 \cdot$  objektivu a předmětovým ohniskem  $F_2$  okuláru se nazývá **optický interval mikroskopu**.

Přiřaďte následujcí pojmy k jednotlivým částem obrázku:



OBJEKTIV ZRCÁTKO STOLEK OKULÁR TUBUS



http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/gtulloue/optiqueGeo/instruments/microscope.html

### HISTORICKÁPOZNÁMKA:

Mikroskop sehrál významnou roli v historii lidského poznání. Umožnil pozorování, která jsou pouhým okem nedostupná. Největší zásluhu na objevu mikroskopu mají Holanďané Z. Jansen (1580-1638) a A. van Leeuwenhoek (1632-1723) a anglický fyzik R. Hooke (1635-1703). Hookeův mikroskop je na obrázku.



#### SHRNUTÍ:

Základními optickými prvky mikroskopu jsou objektiv a okulár.

Objektiv a okulár jsou spojné čočky (nebo soustavy čoček).

Oba prvky mají společnou optickou osu.

Objektiv má malou ohniskovou vzdálenost, okulár má větší ohniskovou vzdálenost.

Pozorovaný předmět klademe těsně před ohnisko objektivu (a > f).

Úhlové zvětšení mikroskopu

- u běžných až 1000x
- u speciálních až 2000x (= max. zvětšení optickým mikroskopem)
- se vypočítá podle vztahu  $\gamma = \frac{\Delta}{f_1} \frac{d}{f_2}$

#### Poznámka:

K získání úhlového zvětšení nad 2000 se používají elektronové mikroskopy. K zobrazení atomů na povrchu látky slouží rastrovací tunelový mikroskop.

(něbo

## Seznam pramenů a literatury:

LEPIL, Oldřich. *Fyzika pro gymnázia - Optika*.
3. přepracované vydání. Praha: Prometheus, 2008. 206 s. ISBN 978-80-7196-237-3.

SVOBODA, Emanuel a kol. *Přehled středoškolské fyziky.* 2. přepracované vydání. Praha: Prometheus, 502 s. ISBN: 80-7196-006-3

http://commons.wikimedia.org/wiki/Main\_Page

Odkaz na na straně 8 dostupný pod licencí Creative Commons (autoři a licence uvedení pod obrázky)

Odkazy uveřejněné na str. 5 a 10 (cit 26-05-2010) dostupné pod licencí Public Domain na http://commons.wikimedia.org/wiki/Main Page

Všechny objekty na stranách 3, 4 a 6 použité k vytvoření sešitu jsou součástí SW Activstudio, resource pack nebo jsou vlastní originální tvorbou autora.

Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.

info@gymnaziainteraktivne.cz

